



O-max

Óleo Omega-3 de algas de fontes sustentáveis com elevado conteúdo de DHA e EPA para satisfazer as necessidades diárias em ácidos gordos essenciais.

O-max contém elevadas concentrações de formas de ácidos gordos omega-3 (DHA e EPA) que podem ser directamente utilizados pelo organismo. Estes podem ser directamente utilizados e quase completamente assimilados. O-max foi optimizado em termos de paladar e é extremamente bem aceite pelos cães e gatos. Uma tonelada de óleo de algas substitui 60 toneladas de peixe na extração de Omega-3, tornando o O-max uma fonte sustentável de ácidos gordos omega-3. Utiliza-se a alga *Schizochytrium sp.* para a produção do óleo. As algas são cultivadas em contentores especiais, o que assegura que o ecossistema marinho não é afectado. Contrariamente ao óleo de peixe, as algas não são espostas a poluentes.

Cães e gatos

< 5 kg	0,75 ml ** – 1,0 ml ***
5-10 kg	1,0 ml ** – 2,0 ml ***
10-20 kg	1,5 ml ** – 3,0 ml ***
20-30 kg	2 ml ** – 4,0 ml ***
30-40 kg	2,5 ml ** – 5,0 ml ***

** para satisfazer as necessidades em ácidos gordos essenciais
 *** em casos de aumento das necessidades

Tipo de produto

Alimento para animais

Apresentações

30 ml / 100 ml

Composição

Óleo de algas (de *Schizochytrium sp.*)

Ingredientes

Cinza bruta (< 0.1 %), gordura bruta (99.9 %), omega-3 (no mínimo 470 mg/ml DHA + EPA, das quais, no mínimo, 94 mg/ ml EPA), omega-6 (aprox. 5.0 %*), omega-9 (aprox. 0.2 %*) * sujeito a mínimas variações naturais

Aditivos

Extracto de tocoferol derivado de óleos vegetais (1b306(i)) (máximo 1.5 %)

Dose diária recomendada

Juntar ao alimento principal. Não exceder a ingestão total de gordura recomendada.

Para todas as espécies, só após consulta com um Médico Veterinário e em estrito cumprimento da ingestão diária de gordura recomendada para cada espécie específica.

Idade mínima para todas as espécies: Pode ser administrado logo após o desmame e o animal consiga comer sozinho.

Modo de emprego

Administrar O-max via oral, na quantidade indicada usando a seringa incluída ou misturar no alimento normal.

1. Ligar a seringa ao frasco. 2. Para encher a seringa, virar o frasco de cabeça para baixo. 3. Para retirar a seringa, recolocar o frasco de cabeça para cima. 4. Limpar a abertura do frasco com um pano limpo e seco, antes de o fechar. 5. Lavar e secar a seringa antes da próxima aplicação! Evitar o contacto do produto com água residual da seringa, pois pode ter um efeito negativo na sua qualidade.

Notas

Guardar abaixo dos 25°C.

Após a abertura, guardar ao abrigo da luz na caixa de origem, no frigorífico e usar dentro de 3 meses.

Embalado sob atmosfera protectora. Sem ingredientes de origem animal.

Contra indicações

Não utilizar em casos de desordens agudas de coagulação ou em combinação com anticoagulantes. Descontinuar a aplicação em situações de grandes feridas ou antes de cirurgias. Suspender a utilização em casos de diarreias ou problemas de estômago e recomeçar com uma dose menor.